

オプション

センサ類

<p>DC呼吸センサセット AP-C034-013(S) AP-C034-020(S)</p> 	<p>パーフェクトフィット 呼吸ベルト (PVDF)</p>  <p>PVDF式</p>	<p>トリプルプレイ エアフローセンサII (PVDF)</p>  <p>PVDF式</p>	<p>体位センサ AP-C033</p>  <p>電池交換タイプ</p>	<p>EDAユニット AP-U030</p>  <p>皮膚電気活動(EDA)計測装置 米国精神生理学会勧告回路を採用 SCL、SCRの同時測定可能</p>
<p>体温アダプタ AP-U019(A)</p> 	<p>体温センサ(耳栓型) AP-C052</p>  <p>体温アダプタAP-U019(A)用</p>	<p>SpO2センサキット AP-C020(A)</p>  <p>※1 アダプタケーブル付</p>	<p>脈波センサ AP-C030(A)</p>  <p>※2</p>	<p>ポリグラフ用ディスボ電極 PPS-EDA</p>  <p>2個/パック×25/袋 EDA専用電極</p>
<p>呼吸音センサ AP-C032</p>  <p>電池交換タイプ</p>	<p>3軸加速度センサユニット(16G) MP-U005</p> 	<p>g.Sensor Oxygen Saturation 2041 ※販売終了</p>  <p>接続にはケーブルMP-C001が必要</p>		
<p>DIN-ステレオミニ変換ケーブル MP-C001</p>  <p>※販売終了</p>	<p>AP108 EXT変換コード AP-C044</p> 	<p>外部入力変換コード AP-C018-015</p>  <p>※3</p>		

アクティブ電極類

<p>小型ACT生体電極(D) AP-C151(A)-015</p>  <p>ケーブル長1.5m 角形コネクタ4極 5本入</p>	<p>双極ACT生体電極 AP-C140-020</p>  <p>ケーブル長 2.0m</p>	<p>ディスボ電極コード(ACT) AP-C131-015</p>  <p>ケーブル長1.5m 角形コネクタ4極 5本入</p>	<p>バルテノン電極 AP-P130(A)-15 AP-P130(A)-08</p>  <p>AP-P130(A)-15 足長15mm AP-P130(A)-08 足長8mm</p>	<p>電極チップ(銀HAT型) AP-P126</p>  <p>装着例</p>
---	--	---	---	--

パッシブ電極類 / その他

<p>生体電極(銀皿) MA-C001-15</p>  <p>※1 Ag電極 コード長1.5m 10本/組 DIN型コネクタ 脳波アンプ用</p>	<p>クリップ付きコード(DIN) MA-C004-015</p>  <p>※1 小型クリップ DIN型 1.5m 10本/組</p>	<p>ケンドール電極 アルボ H124</p>  <p>50個/袋 10袋入</p>	<p>ブルーセンサ NF-00-S /12</p>  <p>12個/袋</p>	<p>耳クリップ AP-P118</p>  <p>アクティブ電極・生体電極共用</p>
<p>フォトセンサボックスセット MG20-001</p> 	<p>4bitレベルトリガーボックス AP-U161</p> 	<p>無線トリガユニット 送信ユニット AP-U051 受信ユニット AP-U052</p> 	<p>ウエーブガードコネク 脳波キャップ電極</p>  <p>※1</p>	<p>ウエーブガード 脳波キャップ電極</p>  <p>※1</p>

※1：ポリメイトV用 ※2：ポリメイトプロMP6000・ポリメイトV用

※3：ポリメイトV・ポリメイトポケット用

(詳細はご相談ください)